

Betriebsanleitung
deutsch

Portavo® 904 OXY



Garantie

Innerhalb von 3 Jahren ab Lieferung auftretende Mängel werden bei freier Anlieferung im Werk kostenlos behoben.

Sensoren und Zubehör: 1 Jahr.

Änderungen vorbehalten.

Rücksendung im Garantiefall

Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall das Service-Team.

Senden Sie das Gerät gereinigt an die Ihnen genannte Adresse.

Bei Kontakt mit Prozessmedium muss das Gerät vor dem Versand dekontaminiert/desinfiziert werden. Legen Sie der Sendung in diesem Fall eine entsprechende Erklärung bei, um eine mögliche Gefährdung der Service-Mitarbeiter zu vermeiden.



Entsorgung

Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von „Elektro/Elektronik-Altgeräten“ sind anzuwenden.

Urheberrechtlich geschützte Begriffe

Die folgenden Begriffe sind als Warenzeichen urheberrechtlich geschützt und werden zur Vereinfachung in der Betriebsanleitung ohne Auszeichnung aufgeführt:

- Calimatic®
- Memosens®
- Paraly®
- Portavo®
- Sensocheck®
- Sensoface®

Lieferumfang	6
Dokumentation	7
Portavo 904 OXY im Überblick	8
Komfortfunktionen	9
Schutzklappe	10
Haken	10
Display	11
Tastatur	12
Inbetriebnahme	13
Einsetzen der Batterien	13
Sensor anschließen	14
Gerät einschalten	15
Piktogramme	15
Konfigurieren	16
Kalibrieren	17
Messen	21
Temperatur manuell einstellen	21
Datenlogger	22
Die Betriebsarten des Datenloggers (Loggertyp)	23
Datenloggermenü	25
Datenlogger konfigurieren	26
Datenlogger mit CONT starten	27
Datenlogger mit START starten	27
Loggerdaten anzeigen	28
Datenlogger anhalten	29
Datenlogger löschen	29
Uhr	30
Software Paraly SW 112	31
Fehler- und Gerätemeldungen	32
Meldungen „Sensoface“	33
Fehlermeldungen	34

Lieferprogramm	35
Sensoren	35
Zubehör	35
Technische Daten.....	36
Index	38

Kontrollieren Sie die Lieferung auf Transportschäden und auf Vollständigkeit!
Der Lieferumfang des Portavo 904 OXY umfasst:


- Portavo 904 OXY inkl. 4 AA-Batterien und vormontiertem Köcher
- Tragriemen
- Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen
- Werksprüfzeugnis
- Sicherheitshinweise
- Datenträger mit ausführlicher Betriebsanleitung und der PC-Software Paraly SW 112
- USB Kabel 1,5 m

Werksprüfzeugnis

CD-ROM

Vollständige Dokumentation:

- Betriebsanleitung in Landessprachen
- Sicherheitshinweise
- Kurzbedienungsanleitungen



Sicherheitshinweise

In EU-Landessprachen und weiteren.

- EU-Konformitätserklärungen



Kurzbedienungsanleitungen

Installation und erste Schritte:

- Bedienung
- Menüstruktur
- Kalibrierung
- Handlungshinweise bei Fehlermeldungen



Sprachvarianten auf CD-ROM bzw. im Internet:
www.knick.de



Portavo 904 OXY ist ein portables Sauerstoffmessgerät. Die Bedienung ist dank einer Klartext-Zeile im kontrastreichen LC-Display weitgehend selbsterklärend. Das Gerät zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Einsatz digitaler Memosens-Sensoren
- Ein entnehmbarer Köcher schützt den Sensor vor Austrocknung und Beschädigungen und ermöglicht das Kalibrieren.
- Das robuste Gehäuse aus Hochleistungspolymer steht für hohe Stoßfestigkeit und Formbeständigkeit auch bei intensiver Feuchtigkeitseinwirkung.

- Kratzfestes Klarglas-Display, auch nach Jahren einwandfrei ablesbar
- Sehr lange Betriebszeit mit einem Batteriesatz (4 x AA) oder Verwendung eines Li-Ionen-Akkumulators für zuverlässigen Betrieb auch bei hohen oder sehr niedrigen Betriebstemperaturen
- Datenlogger mit 5000 Werten
- Micro-USB-Anschluss zur Kommunikation mit der Software Paraly SW 112 zur Datenauswertung digitaler Sensoren (Memosens)
- Anzeige des Sensorzustandes auf einen Blick mit Sensoface (Seite 33)
- Echtzeituhr und Anzeige des Batterie-Ladezustands

Komfortfunktionen

Memosens

Das Portavo 904 kann mit Memosens-Sensoren kommunizieren. Diese digitalen Sensoren werden vom Gerät erkannt und es schaltet automatisch auf das dem Sensor entsprechende Messverfahren um. Bei Anschluss eines Memosens-Sensors erscheint im Display das nebenstehende Logo. Memosens ermöglicht darüber hinaus die Speicherung von Kalibrierdaten, Laufzeiten u.v.m., die beim Wechsel des Sensors an ein anderes Memosens-fähiges Gerät auch dort zur Verfügung stehen und genutzt werden können.



Sensoface


Sensoface gibt Ihnen einen schnellen Hinweis auf den Sensorzustand. Hierzu dienen die drei nebenstehend abgebildeten Symbole, die im Display während der Messung bzw. nach Abschluss der Kalibrierung angezeigt werden. Verschlechtert sich der Sensorzustand, erhalten Sie über die Anzeige „INFO ...“ einen zusätzlichen Hinweis auf die Ursache.





Schutzklappe

Die Vorderseite des Gerätes ist durch eine Klappe geschützt, die sich zum Gebrauch komplett auf die Rückseite umlegen und arretieren lässt. In der Schutzklappe befindet sich eine Übersicht der Bedienfunktionen und der Gerätemeldungen.



Haken

Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein ausklappbarer Haken, der es erlaubt, das Gerät aufzuhängen. Dadurch haben Sie die Hände frei für die eigentliche Messung. Unter dem Haken befindet sich das **Typschild**.




Schutzklappe und Haken zusammen

Beide Teile können zu einem Tischständer zusammengesteckt werden und erlauben die bequeme und ermüdungsfreie Arbeit mit dem Gerät am Labor- oder Schreibtisch.

Display

Das Gerät besitzt für alphanumerische Informationen wie Mess- und Kalibrierdaten, Temperaturen und Datum/Uhrzeit ein dreizeiliges Display. Darüber hinaus können verschiedene Informationen in Form von Symbolen (Sensoface, Batteriestatus etc.) eingeblendet werden.


Nebenstehend sehen Sie einige typische Displayabbildungen.




Messen
(Anzeige von Messgröße und Temperatur)



Kalibrierung – Schritt 1
(Kalibrierverfahren: An Luft)



Kalibrierung – Schritt 2
(Einstellen der relativen Luftfeuchte)



Loggerdatensatz
(mit Anzeige Messgröße, Speicherplatz, Temperatur, Datum und Uhrzeit)



Uhr
(mit Anzeige Stunden und Minuten, Sekunden und Datum)



Tastatur

Die Tasten der Folientastatur besitzen einen deutlichen Druckpunkt.

Sie haben folgende Funktionen:

on/off	Einschalten des Gerätes mit Anzeige der Geräte- und Kalibrierdaten (siehe Inbetriebnahme)
meas	Einschalten des Gerätes / Messmodus aufrufen / Datenlogger anhalten
cal	Kalibrierung starten
set	Geräteeinstellung aufrufen / Bestätigungsfunktion
clock	Anzeige von Uhrzeit und Datum, mit set Uhrzeit und Datum einstellen
RCL	Speicherwerte anzeigen
STO	Messwert halten und speichern, mit set Logger einstellen und starten (Seite 22)
▲▼	Wenn dieses Symbol im Display erscheint, kann mit den Pfeiltasten navigiert werden.

Kontrollieren Sie das Gerät zunächst auf Vollständigkeit (siehe Lieferumfang) und Unversehrtheit.



Achtung!

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

- sichtbare Beschädigung des Gerätes
- Ausfall der elektrischen Funktion
- längere Lagerung bei Temperaturen über 70 °C
- schwere Transportbeanspruchungen

In diesem Fall ist eine fachgerechte Stückprüfung durchzuführen.

Diese Prüfung sollte im Werk vorgenommen werden.

Einsetzen der Batterien







Mit vier Mignon-Batterien erreicht das Portavo ca. 500 h Laufzeit.

Das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes öffnen. Beim Einlegen der Batterien Polarität beachten (siehe Kennzeichnung im Batteriefach). Batteriefachdeckel schließen und handfest zuschrauben.

Für das Portavo 904 ist ein spezieller Lithium-Ionen-Akku passend für das Batteriefach lieferbar. Die Ladung des Akkus erfolgt über den USB-Anschluss.

Auf dem Display zeigt ein Batteriesymbol die Kapazität der Batterien an:

	Symbol gefüllt	Batterien volle Kapazität
	Symbol teilweise gefüllt	ausreichende Kapazität vorhanden
	Symbol leer	keine ausreichende Kapazität vorhanden; Kalibrieren möglich, kein Loggen
	Symbol blinkt	maximal noch 10 Betriebsstunden, Messen ist noch möglich
Achtung! Unbedingt Batterien wechseln!		


Sensor anschließen

Das Portavo 904 OXY besitzt mehrere Anschlüsse und kann unterschiedliche Sensoren zur Messung verwenden (siehe nachstehende Abbildung). Es darf immer nur **ein** Sensor zur gleichen Zeit an das Messgerät angeschlossen werden.

Das Messgerät erkennt den angeschlossenen Memosens-Sensor und zeigt das Memosens-Logo im Display an.

Separater Temperaturfühler

Die automatische Erkennung eines separaten Temperaturfühlers erfolgt nach dem Einschalten des Gerätes. Bei einem Wechsel des Temperaturfühlers muss das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden!



Anschlüsse

- a - Micro USB-Buchse
- b - M8, 4-polig für Memosens-Laborkabel
- c - Temperaturfühler- GND
- d - Temperaturfühler
- e - M12, 8-polig für Memosens-Sensoren

Memosens-Sensoren verfügen über eine **Kabel-Kupplung**, die es gestattet, die Sensoren komfortabel zu tauschen, während das Anschlusskabel am Gerät verbleibt. Das Anschlusskabel wird an die Buchse **b** (M8, 4-polig) oder **e** (M12, 8-polig) angeschlossen.





Gerät einschalten

Nach dem Anschluss des Sensors kann das Gerät mit Hilfe der Taste **on/off** oder **meas** eingeschaltet werden.




Nach dem Einschalten mit der Taste **on/off** durchläuft das Gerät zunächst einen Selbsttest und zeigt anschließend die Kalibrierdaten und Einstellungen an, bevor es den Messmodus erreicht.

Nach dem Einschalten mit der Taste **meas** wird unmittelbar in den Messmodus geschaltet.

Je nach verwendeten Sensoren und konkreter Messaufgabe ergeben sich vor der ersten Messung die nachfolgenden Schritte zur Konfiguration und Kalibrierung.

Piktogramme

Wichtige Hinweise auf den Gerätezustand:





Konfigurierung OXY

Die Konfigurierung vor einer Messung sorgt für die Abstimmung zwischen verwendetem Sensor und gewünschtem Messverhalten. Außerdem gestattet sie die Auswahl des geeigneten Kalibrierverfahrens. Das nachfolgende Schema gibt einen Überblick.

Fett gedruckte Einträge entsprechen den Liefereinstellungen.

Messung

set

Anzeige „Setup“

Auswahl mit Pfeiltasten, Bestätigung mit **set**

Display 1	Sättigung % air Konzentration mg/l
Display 2	OFF Datum + Uhrzeit Datum Uhrzeit
Altitude	0 ... 4000 m
Salt Correct	0.0 ... 45.0 g/kg
CAL	AIR CAL ZERO CAL DATA INPUT FREE CAL
CAL Timer	OFF 1 ... 99 Tage
Auto OFF	OFF 0.1h 1h 6h 12h
Temp Unit	°C °F
Time Format	24h 12h
Date Format	tt.mm.jj mm.tt.jj
Default	NO YES (Rücksetzen auf Liefereinstellungen)
	Hinweis: Es werden auch alle Datenloggereinträge gelöscht.


- ▲ Wenn dieses Symbol im Menü erscheint, wählt man die Menüpunkte
- ▼ mit den Pfeiltasten – die Bestätigung der Auswahl erfolgt mit **set**.



Kalibrierung AIR CAL

(Kalibrierung der Steilheit an Luft)

Das Kalibrierverfahren wird in der Konfiguration ausgewählt.




Hinweis! Ein Abbruch der Kalibrierung ist jederzeit durch **meas** möglich.



Kalibrierung ZERO CAL

(Nullpunktkalibrierung mit sauerstofffreiem Medium)

Das Kalibrierverfahren wird in der Konfiguration ausgewählt.



Hinweis! Ein Abbruch der Kalibrierung ist jederzeit durch **meas** möglich.



Kalibrierung DATA INPUT

(Kalibrierung durch Dateneingabe bekannter Sensorwerte)

Das Kalibrierverfahren wird in der Konfigurierung ausgewählt.

Messung

↓ **cal**

CAL
DATA INPUT

↓

xx blinkt
nA
ZERO POINT

Mit ▲▼ den bekannten Wert für den Nullpunkt des Sensors einstellen.

↓ **cal**

xxx blinkt
nA
SLOPE

Mit ▲▼ den bekannten Wert für die Steilheit des Sensors einstellen.

↓ **cal**

Die Kalibrierung wird durchgeführt. Automatisch zurück zur Messung.

Hinweis! Ein Abbruch der Kalibrierung ist jederzeit durch **meas** möglich.



Kalibrierung FREE CAL

(Freie Auswahl des Kalibrierverfahrens)

Die Kalibrierung „FREE CAL“ wird in der Konfiguration ausgewählt.

Messung



CAL
AIR CAL blinkt




Mit ▲▼ das gewünschte Kalibrierverfahren auswählen (AIR CAL, ZERO CAL, DATA INPUT).

Führen Sie die gewählte Kalibrierung durch (siehe Kalibrierung AIR CAL, ZERO CAL oder DATA INPUT).

Nachdem die Gerätevorbereitungen abgeschlossen sind, können Sie die eigentliche Messung vornehmen.

Tasten für die Messung

- 1) Schließen Sie den gewünschten Sensor an das Messgerät an. Einige Sensoren benötigen eine spezielle Vorbehandlung. Diese entnehmen Sie bitte der jeweiligen Sensor-Bedienungsanleitung.
- 2) Schalten Sie das Messgerät entweder mit der Taste **on/off** oder **meas** ein.
- 3) Je nach Messverfahren und ausgewähltem Sensor führen Sie dessen messempfindlichen Bereich in das zu messende Medium ein.
- 4) Beobachten Sie die Anzeige und warten Sie, bis sich der Messwert stabilisiert hat.
- 5) Mit Hilfe der Taste **STO** können Sie Messwerte halten und speichern (siehe Datenlogger, Seite 22).



Es ist möglich, die Messung auch über die Software Paraly SW 112 zu steuern.

Temperatur manuell einstellen

Wenn Sie einen Sensor ohne Temperaturfühler an das Messgerät anschließen, können Sie die Temperatur für die Messung bzw. für die Kalibrierung manuell einstellen:

- 1) Drücken Sie die Taste **meas**, um in den Messmodus zu gelangen. Die eingestellte Temperatur wird angezeigt.
- 2) Stellen Sie den gewünschten Temperaturwert durch Drücken der Pfeiltaste ▼ oder ▲ ein. Längeres Drücken führt zu einer schnellen Änderung des Temperaturwertes.

Der Datenlogger

Das Gerät verfügt über einen Datenlogger, der **vor der Benutzung** konfiguriert und anschließend aktiviert wird. Sie können zwischen folgenden Loggertypen wählen:


- DIFF (messwertgesteuertes Loggen von Messgröße und Temperatur)
- INT (zeitgesteuertes Loggen in einem festen Intervall)
- DIFF+INT (kombiniertes zeit- und messwertgesteuertes Loggen)
- SHOT (manuelles Loggen durch Drücken der Taste **STO**)

Der Datenlogger zeichnet bis zu 5000 Einträge umlaufend in einem Ringspeicher auf. Bereits vorhandene Einträge werden dabei überschrieben.

Folgende Daten werden aufgezeichnet: Hauptmesswert, Temperatur, Zeitstempel und Gerätestatus.

Die komfortable Verwaltung des Datenloggers ist über die Software Paraly SW 112 möglich. Es wird immer die aktuell eingestellte Messgröße gespeichert. Das Speichern der Einträge wird mit dem Symbol „STO“ und folgender Angabe der Speicheradresse kurzzeitig auf dem Display angezeigt.

Display: Relevante Symbole für den Datenlogger



Die Betriebsarten des Datenloggers (Loggertyp)

Manuelles Loggen, wenn Logger aktiviert (SHOT)

In dieser Betriebsart werden Messwerte immer dann gespeichert, wenn die Taste **STO** gedrückt wird.

Messung
Logger **aktiviert**

↓ **STO**

Messwert wird an die Adresse des zuletzt gespeicherten Wertes +1 gespeichert

Manuelles Loggen, wenn Logger deaktiviert

Messung
Logger **deaktiviert**

↓ **STO**

Messwert wird gehalten
Vorgeschlagene Adresse blinkt
(Adresse des zuletzt gespeicherten Wertes +1)

Wenn gewünscht: Startadresse mit ▲▼ wählen.


↓ **STO**

Messwert wird an die gewünschte Adresse gespeichert (z. B. Überschreiben einer Fehlmessung).

Intervall (INT)

In dieser Betriebsart werden Messwerte zyklisch aufgezeichnet.


Beispiel: Loggertyp „INT“



Differenz (DIFF)


Wenn der Delta-Bereich (Messgröße und/oder Temperatur) bezogen auf den letzten Eintrag über-/unterschritten wird, erfolgt ein neuer Eintrag und der Delta-Bereich verschiebt sich um das Delta nach oben bzw. unten. Der erste Eintrag wird automatisch gespeichert, wenn der Datenlogger gestartet wird.

Beispiel: Erster Eintrag = 2, Delta = 1



Differenz+Intervall kombiniert (DIFF+INT)


Wenn der Delta-Bereich zum letzten DIFF-Eintrag über-/unterschritten wird, erfolgt ein neuer Eintrag (Im Beispiel: Messeintrag **A**) und der Delta-Bereich verschiebt sich um das Delta nach oben bzw. unten. Solange der Messwert innerhalb des Delta-Bereichs bleibt, wird entsprechend der Voreinstellung „Intervall“ geloggt. Der erste DIFF-Eintrag wird automatisch gespeichert, wenn der Datenlogger gestartet wird.



Datenloggermenü

Anzeige Logger

Auswahl mit Pfeiltasten, Bestätigung mit **set**



Übersicht Datenloggermenü (Voreinstellung fett gedruckt)

Logger- typ	DIFF	Delta % air	OFF 0.1 ... 100 % air 1.0 % air OFF 0.01 ... 20 mg/l 1.00 mg/l
		Delta °C / °F	OFF 0.1 ... 50.0 °C 1.0 °C OFF 0.1 ... 90 °F 1.0 °F
	INT	Intervall	h:mm:ss 0:00:01 ... 9:59:59 0:02:00
	DIFF+INT	DIFF	siehe Loggertyp DIFF
		INT	siehe Loggertyp INT
	SHOT	aktuell eingestellte Messgröße wird gespeichert	

Datenlogger konfigurieren

Voraussetzung: Datenlogger ist angehalten (**meas** drücken).

Messung

↓ **STO**

Messwert wird gehalten

↓ **set**

Logger: CONT blinkt

↓ ▼

Logger: START blinkt

↓ ▼

Logger: DEL blinkt

↓ ▼

Logger: SET blinkt

↓ **set**

Logger: Der aktuelle Loggertyp
blinkt


↓ **set**

Gewünschten Loggertyp mit ▲▼ wählen:
DIFF, INT, DIFF+INT oder SHOT.

Entsprechend Loggertyp Werte mit ▲▼ wählen und jeweils mit **set** bestätigen.
Wenn die Konfigurierung abgeschlossen ist, blinkt CONT. Sie können den Daten-
logger mit START oder CONT starten (siehe Seite 27).

Datenlogger mit CONT starten

Voraussetzung: Datenlogger ist konfiguriert. Nach jedem Ausschalten des Gerätes muss der Datenlogger neu gestartet werden (Ausnahme: SHOT).




Wenn gewünscht: Startadresse mit ▲▼ wählen.

Der Messwert wird an die gewählte Startadresse gespeichert (Ausnahme: SHOT). „... FREE MEMORY“ wird angezeigt. Symbole „LOGGER“ und „aktiver Loggertyp“ werden angezeigt.

Datenlogger mit START starten

Voraussetzung: Datenlogger ist konfiguriert. Es werden alle vorhandenen Einträge gelöscht. Die Speicherung erfolgt ab Startadresse 0001. Nach jedem Ausschalten des Gerätes muss der Datenlogger neu gestartet werden (Ausnahme: SHOT).



Alle Einträge werden gelöscht. „5000 FREE MEMORY“ wird angezeigt. Symbole „LOGGER“ und „aktiver Loggertyp“ werden angezeigt.

Loggerdaten anzeigen

Mit der Taste **RCL** können Sie sich alle gespeicherten Messwerte auf dem Display anzeigen lassen. Die komfortable Verwaltung des Datenloggers ist über die Software Paraly SW 112 möglich.

Messung


RCL

Display zeigt das Symbol „RCL“ und den zuletzt gespeicherten Messwert


Mit ▲▼ gewünschte Adresse wählen. Es werden auch leere Speicherplätze angezeigt.

RCL oder meas

Zurück zur Messung.



Beispiel:
Gespeicherter Messwert 0026



Beispiel:
Leerer Speicherplatz 0004

Datenlogger anhalten

Mit der Taste **meas** können Sie den Datenlogger zu jeder Zeit anhalten.

Messung, Logger **aktiviert**



meas

Datenlogger wird angehalten. Symbole „LOGGER“ und „aktiver Loggertyp“ werden nicht mehr angezeigt. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, durch **STO** einen Messwert zu halten und ihn anschließend an eine beliebige Adresse zu speichern.

Datenlogger löschen

Über die Auswahl „DEL“ werden alle Datensätze gelöscht.

Messung



STO

Messwert wird gehalten



set

Logger: CONT blinkt



Logger: START blinkt



Logger: DEL blinkt
PRESS SET



set

Alle gespeicherten Datensätze werden gelöscht.
„0000 DELETED“ wird angezeigt.



Die Taste **clock** ruft die Uhr auf. Datum und Uhrzeit werden in dem Format angezeigt, wie in der Konfiguration ausgewählt.
Die Uhr wird wie nachfolgend beschrieben gestellt.

Anzeige
Uhrzeit +Datum

↓ **set**

Stundenanzeige blinkt
SET HOUR



Wert einstellen.

↓ **set**

Minutenanzeige blinkt
SET MINUTE



Wert einstellen.

↓ **set**

Sekundenanzeige blinkt
und zeigt 00

set

Uhr wird gestartet, Sekunden zählen aufwärts.

↓ **set**

Jahreszahl blinkt
SET YEAR



Wert einstellen.

↓ **set**

Monatszahl blinkt
SET MONTH



Wert einstellen.

↓ **set**

Tageszahl blinkt
SET DAY



Wert einstellen.

↓ **set**

Anzeige
Uhrzeit +Datum korrigiert


Die Software Paraly SW 112 ergänzt die Geräteserie Portavo und ermöglicht die komfortable Verwaltung der Daten, die mit den Messgeräten erfasst wurden sowie die einfache und übersichtliche Einstellung der Messgeräte. Paraly SW 112 verbindet sich automatisch mit dem Portavo, sobald das Messgerät an den USB-Port des Rechners angeschlossen wird.

Die Software Paraly SW 112 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:


- Intuitiv zu bedienende Windows-Oberfläche
- Einfache Konfigurierung und Verwaltung von mehreren Messgeräten
- Anzeige von Geräte- und Sensorinformationen
- Komfortable Verwaltung und Auswertung des Datenloggers
- Exportfunktion für Microsoft Excel
- Druckfunktion
- Aktualisierung der Gerätesoftware

Hinweis: Die ausführliche Bedienungsanleitung der Software Paraly SW 112 finden Sie auf dem beigegeführten Datenträger.

Das Messgerät zeigt Fehlermeldungen mit „ERROR ...“ auf dem Display an. Hinweise auf den Sensorzustand werden durch das Symbol „Sensoface“ (freundlich, neutral, traurig) und ggf. einem zusätzlichen Hinweis („INFO ...“) dargestellt.



Beispiel Fehlermeldung:
ERROR 1 (Messbereich überschritten)



Beispiel Meldung „Sensoface“:
INFO 1 (Kalibriertimer abgelaufen)

Sensoface (das ist das „Gesicht“-Symbol) gibt Hinweise auf den Sensorzustand (Wartungsbedarf). Die Messeinrichtung ist aber noch in der Lage, die Messgröße zu ermitteln. Nach Abschluss einer Kalibrierung wird zur Bestätigung das entsprechende Sensoface (freundlich, neutral, traurig) zusammen mit den Kalibrierdaten angezeigt. Sensoface ist sonst nur im Messbetrieb sichtbar.

Die wichtigsten Fehlermeldungen und Meldungen „Sensoface“ befinden sich auf der Innenseite der Schutzklappe. Diese und alle anderen Fehlermeldungen mit ihren jeweiligen Bedeutungen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen.



Meldungen „Sensoface“

Das Symbol „Sensoface“ weist Sie wie folgt auf den Sensorzustand hin:

Sensoface bedeutet



Sensor ist in Ordnung



Sensor demnächst kalibrieren



Sensor kalibrieren oder austauschen

Zusätzlich wird bei den Symbolen „Sensoface neutral“ und „Sensoface traurig“ „INFO ...“ auf dem Display angezeigt, um Ihnen einen Hinweis auf die Ursache der Verschlechterung des Sensors zu geben.

Sensoface

Hinweis

Ursache



INFO 1

Kalibriertimer

INFO 5

Nullpunkt / Steilheit

INFO 6


Einstellzeit

INFO 8

Leckstrom

Fehlermeldungen

Die folgenden Fehlermeldungen werden auf dem Display angezeigt.

Meldung	Ursache	Fehler beheben
 blinkt	Batterie leer	Batterien austauschen.
ERROR 1	Messbereich überschritten	Überprüfen Sie, ob die Messbedingungen dem Messbereich entsprechen.
ERROR 3	Messbereich Temperatur überschritten	
ERROR 4	Nullpunkt zu groß/klein	Sensor gründlich spülen und neu kalibrieren. Ansonsten Sensor tauschen.
ERROR 5	Steilheit zu groß/klein	
ERROR 11	Messwert instabil Stabilitätskriterium nicht erreicht	Lassen Sie den Sensor so lange in der Flüssigkeit, bis die Temperatur stabil ist. Ansonsten Sensor tauschen.
ERROR 14	Uhrzeit und Datum ungültig	Datum und Zeit einstellen.
ERROR 18	Konfiguration ungültig	Neustart, auf Liefereinstellungen zurücksetzen (Setup: DEFAULT YES), konfigurieren und kalibrieren Ansonsten Gerät einschicken.
ERROR 19	Abgleichdaten defekt	Gerät defekt, einschicken.
ERROR 21	Sensorfehler (Memosens)	Funktionsfähigen Memosens-Sensor anschließen.
ERROR 22	Sensorkonflikt	Nur einen Sensor anschließen.

Sensoren

Sauerstoffsensoren digital

Amperometrischer Sauerstoffsensor (Memosens)

Bestell-Nr.

SE 315 MS

Temperaturfühler

Temperaturfühler Pt 1000

ZU 6959

Temperaturfühler Pt 1000 mit abgewinkeltem Kopf

ZU 0156

Zubehör

Artikel

Robuster Feldkoffer (zur Aufnahme von Messgerät, Sensor, Kleinteilen und Bedienungsanleitung)

Bestell-Nr.

ZU 0934

Ersatzköcher (5 Stück)

ZU 0929

Memosens-Laborkabel M8, 4-polig

CA/MS-001XFA-L

Flexibles Anschlusskabel für Memosens-Sensoren (M12, 8-polig)

CA/MS-001XDA-L

Li-Ion-Akku

ZU 0925

O₂-Membrankit (4x Membrankörper, O-Ring-Set, 25 ml Elektrolyt)

ZU 0564

O₂-Elektrolyt

ZU 0565

Bitte informieren Sie sich ausführlich über unser Angebot unter www.knick.de.

Eingang Memosens, Sauerstoff	Buchse M8, 4-polig für Memosens-Laborkabel oder Buchse M12, 8-polig für Memosens-Sensoren
Anzeigebereiche ¹⁾	Sättigung 0,000 ... 200,0 % Konzentration 000 µg/l ... 20,00 mg/l
Messbereich Temperatur ¹⁾	-20 ... +150 °C
Sensoranpassung	Automatische Kalibrierung an Luft (100 % r.H.) Nullpunktkalibrierung
Anschlüsse	1x Buchse M8, 4-polig für Memosens-Laborkabel 1x Buchse M12 für Memosens-Sensoren 2x Buchse 4 mm für separaten Temperaturfühler 1x Micro-USB-B zur Datenübertragung zum PC
Anzeige	LCD STN 7-Segmentanzeige mit 3 Zeilen und Symbolen
Sensoface	Zustandsanzeige (freundlich, neutral, traurig)
Statusanzeigen	für Batteriezustand, Logger
Hinweise	Sanduhr
Tastatur	[on/off], [cal], [meas], [set], [▲], [▼], [STO], [RCL], [clock]
Datenlogger	mit bis zu 5000 Speicherplätzen
Aufzeichnung	manuell, intervall- oder ereignisgesteuert
Kommunikation	USB 2.0
Profil	HID, treiberlose Installation
Verwendung	Datenaustausch und Konfigurierung über die Software Paraly SW 112
Diagnosefunktionen	
Sensordaten (nur Memosens)	Hersteller, Sensortyp, Seriennummer, Betriebsdauer
Kalibrierdaten	Kalibrierdatum, Nullpunkt, Steilheit
Geräteselbsttest	automatischer Speichertest (FLASH, EEPROM, RAM)
Gerätedaten	Gerätetyp, Softwareversion, Hardwareversion
Datenerhaltung	Parameter, Kalibrierdaten > 10 Jahre
EMV	DIN EN 61326-1 (Allgemeine Anforderungen)
Störaussendung	Klasse B (Wohnbereich)
Störfestigkeit	Industriebereich DIN EN 61326-2-3 (Besondere Anforderungen für Messumformer)

¹⁾ Messbereiche abhängig vom Memosens-Sensor

RoHS-Konformität	nach Richtlinie 2011/65/EU
Hilfsenergie	
Portavo 904	Batterien 4 x AA (Mignon) oder 4 x Akku NiMH oder 1 x Li-Ionen-Akku, ladbar über USB
Betriebszeit	ca. 500 h (Alkaline)
Nennbetriebsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 °C ... +55 °C
Transport-/ Lagertemperatur	-25 ... +70 °C
Relative Feuchte	0 ... 95 %, kurzzeitige Betauung zulässig
Gehäuse	
Material	PA12 GF30 (silbergrau RAL 7001) + TPE (schwarz)
Schutzart	IP 66/67 mit Druckausgleich
Abmessungen	ca. (132 x 156 x 30) mm
Gewicht	ca. 500 g

0000 DELETED (Anzeige „Löschen der Datensätze“) 29

A

AIR CAL (Kalibrierung) 17
Akku, Li-Ion 13
Akkumulator 13
Aktuellen Messwert speichern 23
Altitude (Konfiguration) 16
Amperometrischer Sauerstoffsensor (Memosens) 35
Anschließen des Sensors 14
Anschlüsse 14
Anschlusskabel für Memosens-Sensoren 35
Anschlusskabel Memosens 14
Anschluss, USB 13
Anzeige 11
Anzeige Datenlogger im Display 22
Anzeige Logger 25
Anzeige Speicherdaten 28
Anzeige Uhrzeit und Datum 30
Aufhängen des Gerätes 10
Aufstellen des Gerätes 10

B

Batteriefach 13
Batteriekapazität 13
Batterie-Ladezustandsanzeige 13
Batterien, einsetzen 13
Batteriesymbol 13
Bedienstruktur Datenlogger 25
Bestellnummer (Zubehör) 35
Betriebsarten des Datenloggers 23

C

cal-Taste 12
CD-ROM 7
clock-Taste 12
clock (Uhrzeit und Datum einstellen) 30
CONT, Datenlogger starten 27

D

DATA INPUT (Kalibrierung) 19
Daten des Gerätes 36
Datenlogger 22
Datenlogger anhalten 29
Datenlogger konfigurieren 26
Datenlogger löschen 29
Datenloggermenü 25
Datenlogger mit CONT starten 27
Datenlogger mit START starten 27
Datenlogger, Symbole 22
Datum 30
Default (Konfiguration) 16
Delta-Bereich (Datenlogger) 24
Differenz (Betriebsart Datenlogger) 24
Differenz+Intervall (Betriebsart Datenlogger) 24
Display 11
Displaysymbole 15
Dokumentation 7
Dreiecksymbole 12

E

Echtzeituhr 8
Einführung 8
Einschalten des Gerätes 15
Einsetzen der Batterien 13
Einstellen Datenlogger 26
Einstellungen Konfigurierung 16
Elektrolyt (Zubehör) 35
Entsorgung 3
ERROR (Fehlermeldungen) 34
Ersatzköcher (Zubehör) 35
EU-Konformitätserklärungen 7

F

- Features 8
- Fehlermeldungen 32
- Fehlermeldungen, Übersicht 34
- Feldkoffer (Zubehör) 35
- Flexibles Anschlusskabel für Memosens-Sensoren (M12, 8-polig) 35
- FREE CAL, Auswahl Kalibrierverfahren im Messmodus 20

G

- Garantie 3
- Gerät einschalten 15
- Gerätekonfigurierung 16
- Gerätemeldungen 32

H

- Haken 10
- Halten des Datenloggers 29
- Halten des Messwertes 23

I

- Inbetriebnahme 13
- INFO, Hinweise 33
- Intervall (Betriebsart Datenlogger) 23

K

- Kalibrierung AIR CAL 17
- Kalibrierung DATA INPUT 19
- Kalibrierung FREE CAL 20
- Kalibrierung ZERO CAL 18
- Kapazität der Batterien 13
- Komfortfunktionen 9
- Konfigurieren Datenlogger 26
- Konfigurierung OXY 16
- Kontinuierliches Speichern von Messwerten 23
- Kurzbedienungsanleitungen 7

L

- Lieferumfang 6
- Lieferumfang, gesamt 10
- Li-Ion-Akku (Zubehör) 35

Lithium-Ionen-Akku 13
Logger 22
Loggerdaten anzeigen 28
Loggertyp (Betriebsarten des Datenloggers) 23
Löschen des Datenloggers 29

M

meas-Taste 12
Meldungen 32
Meldungen „Sensoface“ 33
Membrankit (Zubehör) 35
Memosens 9
Memosens-Anschlusskabel 14
Memosens-Laborkabel (Zubehör) 35
Memosens-Sensoren 14
Menü Datenlogger 25
Menüstruktur Datenlogger 25
Menüstruktur der Konfigurierung 16
Merkmale 8
Messen 21
Messwertaufnehmer 14
Messwertspeicher 22
Messwert speichern (aktuellen) 23
Micro-USB-Anschluss 8
Mignon-Batterien 13
Minutenanzeige 30

O

O2-Elektrolyt (Zubehör) 35
O2-Membrankit (Zubehör) 35
on/off-Taste 12

P

Paraly SW 112 (Software) 31
Parametereinstellungen (Konfigurierung) 16
Parametrieren Datenlogger 26
Pfeiltasten 12
Piktogramme 15
Produktmerkmale 8
Produktvorstellung 8

R

- RCL-Taste 12
- RCL-Taste, Loggerdaten anzeigen 28
- Rücksendung im Garantiefall 3
- Rücksetzen auf Liefereinstellungen (Default) 16

S

- Salzkorrektur (Salt Correct) 16
- Sauerstofffreies Medium 18
- Sauerstoffsensor, amperometrischer 35
- Schnittstellen 14
- Schutzklappe 10
- Sekundenanzeige 30
- Sensoface-Meldungen 33
- Sensor anschließen 14
- Sensor ohne Temperaturfühler 21
- set-Taste 12
- SHOT (Betriebsart Datenlogger) 23
- Sicherheitshinweise 7
- Smiley 33
- Software Paraly SW 112 31
- Speicherdaten anzeigen 28
- Speicher für Messwerte 22
- Spezifikationen 36
- Startadresse (Datenlogger) 23
- START, Datenlogger starten 27
- Stickstoff 5.0 18
- Stoppen des Datenloggers 29
- STO-Taste 12
- STO-Taste, Logger aktivieren 23
- Stundenanzeige 30
- Symbole für den Datenlogger 22
- Symbole im Display 15

T

Tabelle Fehlermeldungen 34
Tabellenübersicht Konfigurierung 16
Tastatur 12
Technische Daten 36
Temperatur manuell einstellen 21
Typschild 10

U

Überblick 8
Übersicht Fehlermeldungen 34
Übersicht Konfigurierung 16
Uhr 30
Urheberrechtlich geschützte Begriffe 3
USB-Anschluss 13

W

Warenzeichen 3
Werksprüfzeugnis 7

Z

ZERO CAL (Kalibrierung) 18
Zubehör 35
Zyklisches Speichern von Messwerten 23

Knick

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Beuckestr. 22
14163 Berlin
Germany



Phone: +49 (0)30 - 801 91 - 0
Fax: +49 (0)30 - 801 91 - 200
Web: www.knick.de
Email: knick@knick.de



085141